



Test d'ovulation

Test destiné à l'autodiagnostic

PRINCIPE

- L'ovulation consiste en la libération d'un ovule par l'ovaire.
 - L'œuf progresse dans les trompes de Fallope où il est prêt à être fécondé.
 - Immédiatement avant l'ovulation, l'organisme fabrique une quantité importante d'hormone lutéinisante (LH) qui va déclencher la libération de l'ovule par l'ovaire.
- Ce phénomène est appelé "pic LH" et a habituellement lieu au milieu du cycle menstruel (1). C'est durant cette période fertile que la grossesse a la plus forte probabilité d'apparaître. Le test utilise une combinaison d'anticorps dont un anticorps mono-clonal LH chargé de détecter l'élevation du taux d'hormone Lutéinisante (LH).
- Le test d'ovulation MédicAID® détecte le pic de LH dans l'urine, indiquant ainsi que l'ovulation aura probablement lieu dans les 24 à 36 heures suivantes. Pour que la grossesse se déclenche, l'ovule doit être fécondé par le spermatozoïde dans les 24 heures qui suivent sa libération. Il est néanmoins important de noter que le pic de LH et l'ovulation peuvent parfois être absents au cours d'un cycle.

PRÉCAUTIONS

Lire les informations fournies dans la notice avec précaution avant de réaliser le test.

- Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur le sachet aluminium.
- Conservé dans un endroit sec entre 2 et 30°C, ne pas congeler.
- Ne pas utiliser si le sachet du test est ouvert ou endommagé.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Pour usage in vitro uniquement. Ne pas ingérer.
- Ouvrir le sachet aluminium juste avant la réalisation du test.
- Le test doit être éliminé après utilisation en accord avec la réglementation en vigueur localement.

COMPOSITION DE LA BOÎTE

- 10 stylo-tests
- 1 notice d'utilisation

INDICATIONS

Le test d'ovulation MédicAID® est destiné aux femmes dont le désir d'enfant n'aboutit pas spontanément ou aux femmes sous inducateur d'ovulation pour vérifier le résultat du traitement. Il permet d'identifier la période au cours de laquelle la femme est la plus fertile.

AVANT DE COMMENCER LE TEST

1) Les tests permettent de détecter l'apparition de l'ovulation sur plusieurs jours consécutifs. Déterminez le jour auquel vous démarrerez le test à l'aide du tableau ci-dessous.

Durée du cycle (jours)	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Nombre de jours à compter	6	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

- Déterminez la durée moyenne de votre cycle menstruel. La durée de votre cycle menstruel est le nombre de jours depuis le premier jour de vos règles (début des saignements) jusqu'au dernier jour précédant l'apparition des règles du cycle suivant.
- Entourez le chiffre correspondant à la durée moyenne de vos cycles dans le tableau ci-dessus.
- NOTE: Si vos cycles sont irréguliers, il est possible d'utiliser la durée la plus courte de vos cycles.
- Utilisez l'exemple du calendrier ci-dessous pour déterminer le jour où vous devez démarrer le test. Il n'est pas recommandé d'utiliser les premières urines du matin pour réaliser le test. Pour un résultat optimal, il est souhaitable de réaliser le test chaque jour à la même heure. La prise de boisson doit être évitée dans les deux heures qui précèdent la réalisation du test.


Exemple de calendrier :

Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

- Premier jour de vos dernières règles.
- Date à laquelle commencer à réaliser le test.

EXEMPLE: Mon cycle est habituellement de 28 jours. Mes dernières règles ont démarré le 3. Le tableau indique de compter 11 jours à partir du 3. Le calendrier montre que je dois commencer le test le 13 du mois.

MODE D'EMPLOI



Déterminez la date à laquelle vous devez démarrer le test à l'aide du tableau ci-dessus.

- Laissez le sachet aluminium à température ambiante avant de l'ouvrir. Retirez le test du sachet aluminium, celui-ci doit alors être utilisé le plus rapidement possible.
- Otez le capuchon.
- Tenez le test en dirigeant la mèche vers le bas. Laissez la mèche s'impregnner 15 secondes directement sous le jet d'urine jusqu'à ce qu'elle soit complètement humidifiée (voir le schéma). Faites bien attention à mettre en contact la mèche avec l'urine.

- Note : Ne pas uriner sur la fenêtre Test et Contrôle. Il est également possible de recueillir les urines dans un récipient propre et sec puis d'immerger la mèche dans l'urine pendant 15 secondes.
- Après avoir retiré le test de votre jet d'urine ou du récipient, replacez le capuchon sur la mèche et posez le test sur une surface plane avec les fenêtres Test et Contrôle orientées vers le haut. Attendez alors 3 minutes.
 - Au début du fonctionnement du test, il est possible d'apercevoir une coloration rose mauve qui migre à travers les fenêtres Test et Contrôle. Lire le résultat à la troisième minute. Si aucun résultat n'apparaît, attendre une minute supplémentaire. Ne pas lire après 10 minutes.

LECTURE DU RESULTAT



POSITIF

Si les deux lignes sont visibles et la ligne dans la fenêtre Test (T) est d'intensité supérieure ou égale à celle de la ligne Contrôle (C), ceci signifie que l'ovulation va probablement avoir lieu dans les 24-36 heures.



NEGATIF

Si les deux lignes sont visibles mais que la ligne dans la fenêtre Test (T) est d'intensité inférieure à celle de la ligne Contrôle (C), ou si aucune ligne n'apparaît au niveau de la fenêtre Test (T), cela signifie que le pic d'ovulation n'a pas été détecté et le test doit être répété le jour suivant.



NON SIGNIFICATIF

Absence de bande contrôle. Les raisons principales d'échec sont un volume d'urine insuffisant ou une réalisation incorrecte du test. Relire la procédure et recommencer le test avec un nouveau test. Si le problème persiste, n'utilisez plus le coffret et contactez votre pharmacien ou notre service consommateur.

LIMITES DU TEST

- Il est possible que le test produise des résultats faux positifs ou faux négatifs.
- Les résultats erronés sont dans la plupart des cas dus à un non-respect du mode d'emploi.
- En cas de problème, relisez le mode d'emploi et recommencez l'opération avec un nouveau test.
- Si le problème persiste, consultez votre pharmacien ou notre service consommateur.

QUESTIONS ET REPONSES

- Puis-je utiliser Ovulation MédicAID® pour ne pas être enceinte ?**
Non, le test ne doit pas être utilisé comme moyen contraceptif.
- Quelle est la fiabilité de Ovulation MédicAID® ?**
Une étude clinique portant sur 300 échantillons d'urine a démontré une spécificité > 99 %, une sensibilité > 99 % et une précision globale > 99 %.
- Quelle est la sensibilité du test Ovulation MédicAID® ?**
Ovulation MédicAID® détecte la présence d'hormone Lutéinisante (LH) dans l'urine à partir de 40mUI/mL. Une réaction croisée n'a été observée aux concentrations testées après ajout de substances médicamenteuses et d'hormones courantes, y compris FSH (1000 mUI/mL), hCG (100 mUI/mL) et TSH (1000 µU/mL).
- L'alcool ou les médicaments influent-ils sur le résultat du test ?**
Non, mais il est recommandé de consulter votre médecin en cas de traitement hormonal. Une prise récente d'un contraceptif oral, l'allaitement ou la grossesse peuvent affecter le résultat du test.
- Pourquoi n'est-il pas recommandé d'utiliser les premières urines du matin ? A quel moment de la journée dois-je réaliser le test ?**
Il est déconseillé d'utiliser les premières urines du matin car celles-ci sont particulièrement concentrées et peuvent donc entraîner des faux résultats positifs. Tous les autres moments de la journée sont compatibles. Pour un résultat optimal, il est souhaitable de collecter les urines au même moment chaque jour.
- La prise de boisson affecte-t-elle le résultat du test ?**
Une prise importante de boisson avant la réalisation du test va diluer l'hormone dans l'urine. Il est recommandé de ne pas boire dans les deux heures précédant le test.
- Combien de temps la ligne reste-t-elle visible ?**
Le test doit être lu à la troisième minute. Un résultat positif (présence de pic de LH) ne disparaîtra pas. Les bandes peuvent devenir plus sombres et une coloration rosée de la membrane peut apparaître après plusieurs heures. Quelques résultats négatifs peuvent également se positionner après un certain temps ; ceci est dû à un phénomène d'évaporation au niveau de la fenêtre Test. Par conséquent, le test ne doit pas être lu plus de 10 minutes après sa réalisation. Jeter le test une fois la lecture réalisée.
- Une fois qu'un résultat positif apparaît, quel est le meilleur moment pour avoir un rapport sexuel ?**
L'ovulation doit avoir lieu dans les 24 à 36 heures après la réalisation de ce test. Il est recommandé d'avoir des rapports sexuels au cours de cette période.
- J'utilise la méthode des températures. Ovulation MédicAID® peut-il remplacer la méthode des températures ?**
Le test d'ovulation MédicAID® ne remplace pas la méthode des températures. L'augmentation de la température basale indique habituellement que l'ovulation a déjà eu lieu. Le test d'ovulation MédicAID® indique que l'ovulation est sur le point de se déclencher.
- J'ai eu un résultat positif et ai eu des rapports sexuels pendant ma période fertile. Je pense être enceinte. Quand puis-je le savoir au plus tôt ?**
Notre test sensible de grossesse MédicAID® peut vous fournir un résultat fiable et précis.
- J'ai obtenu un résultat positif et ai eu des rapports sexuels pendant ma période fertile mais je ne suis pas enceinte. Que dois-je faire ?**
De nombreux facteurs peuvent influer sur votre capacité à devenir enceinte. Pour des couples en bonne santé, la grossesse peut survenir seulement après plusieurs mois et il est parfois nécessaire d'utiliser Ovulation MédicAID® pendant 3 à 4 mois consécutifs pour être enceinte. Si la grossesse n'apparaît pas au bout de 3 à 4 mois, vous et votre partenaire devez consulter un médecin.
- Absence de règles signifie-t-elle l'absence d'ovulation ?**
Non car en période de régime, de péri-ménopause ou lors de pratique intensive de sport les règles peuvent disparaître mais l'ovulation peut survenir malgré tout.


QUESTIONS ET REPONSES

- Puis-je utiliser Ovulation MédicAID® pour ne pas être enceinte ?**
Non, le test ne doit pas être utilisé comme moyen contraceptif.
- Quelle est la fiabilité de Ovulation MédicAID® ?**
Une étude clinique portant sur 300 échantillons d'urine a démontré une spécificité > 99 %, une sensibilité > 99 % et une précision globale > 99 %.
- Quelle est la sensibilité du test Ovulation MédicAID® ?**
Ovulation MédicAID® détecte la présence d'hormone Lutéinisante (LH) dans l'urine à partir de 40mUI/mL. Une réaction croisée n'a été observée aux concentrations testées après ajout de substances médicamenteuses et d'hormones courantes, y compris FSH (1000 mUI/mL), hCG (100 mUI/mL) et TSH (1000 µU/mL).
- L'alcool ou les médicaments influent-ils sur le résultat du test ?**
Non, mais il est recommandé de consulter votre médecin en cas de traitement hormonal. Une prise récente d'un contraceptif oral, l'allaitement ou la grossesse peuvent affecter le résultat du test.
- Pourquoi n'est-il pas recommandé d'utiliser les premières urines du matin ? A quel moment de la journée dois-je réaliser le test ?**
Il est déconseillé d'utiliser les premières urines du matin car celles-ci sont particulièrement concentrées et peuvent donc entraîner des faux résultats positifs. Tous les autres moments de la journée sont compatibles. Pour un résultat optimal, il est souhaitable de collecter les urines au même moment chaque jour.
- La prise de boisson affecte-t-elle le résultat du test ?**
Une prise importante de boisson avant la réalisation du test va diluer l'hormone dans l'urine. Il est recommandé de ne pas boire dans les deux heures précédant le test.
- Combien de temps la ligne reste-t-elle visible ?**
Le test doit être lu à la troisième minute. Un résultat positif (présence de pic de LH) ne disparaîtra pas. Les bandes peuvent devenir plus sombres et une coloration rosée de la membrane peut apparaître après plusieurs heures. Quelques résultats négatifs peuvent également se positionner après un certain temps ; ceci est dû à un phénomène d'évaporation au niveau de la fenêtre Test. Par conséquent, le test ne doit pas être lu plus de 10 minutes après sa réalisation. Jeter le test une fois la lecture réalisée.
- Une fois qu'un résultat positif apparaît, quel est le meilleur moment pour avoir un rapport sexuel ?**
L'ovulation doit avoir lieu dans les 24 à 36 heures après la réalisation de ce test. Il est recommandé d'avoir des rapports sexuels au cours de cette période.
- J'utilise la méthode des températures. Ovulation MédicAID® peut-il remplacer la méthode des températures ?**
Le test d'ovulation MédicAID® ne remplace pas la méthode des températures. L'augmentation de la température basale indique habituellement que l'ovulation a déjà eu lieu. Le test d'ovulation MédicAID® indique que l'ovulation est sur le point de se déclencher.
- J'ai eu un résultat positif et ai eu des rapports sexuels pendant ma période fertile. Je pense être enceinte. Quand puis-je le savoir au plus tôt ?**
Notre test sensible de grossesse MédicAID® peut vous fournir un résultat fiable et précis.
- J'ai obtenu un résultat positif et ai eu des rapports sexuels pendant ma période fertile mais je ne suis pas enceinte. Que dois-je faire ?**
De nombreux facteurs peuvent influer sur votre capacité à devenir enceinte. Pour des couples en bonne santé, la grossesse peut survenir seulement après plusieurs mois et il est parfois nécessaire d'utiliser Ovulation MédicAID® pendant 3 à 4 mois consécutifs pour être enceinte. Si la grossesse n'apparaît pas au bout de 3 à 4 mois, vous et votre partenaire devez consulter un médecin.
- Absence de règles signifie-t-elle l'absence d'ovulation ?**
Non car en période de régime, de péri-ménopause ou lors de pratique intensive de sport les règles peuvent disparaître mais l'ovulation peut survenir malgré tout.

BIBLIOGRAPHIE

- Elkind-Hirsch, K, Goldzieher, JW, Gibbons, WE and Besch, PK. Obstetrics and Gynecology, 67(3): 450-453,1986.

Index des symboles					
	Attention, se reporter à la notice d'utilisation		Nombre de tests par coffret		Fabricant
	Pour usage in vitro uniquement		Utiliser avant		Ne pas réutiliser
	Conservé entre 2°C et 30°C		Numéro de lot		Référence catalogue
	Signalétique commune TRIMAN		Point vert		



Date de dernière modification : 01/2020
IFU_858713_ML_V03201912R03



Teste de ovulação

Teste para autodiagnóstico

PRINCIPIO

- A ovulação consiste na libertação de um óvulo pelo ovário.
 - O ovo progride nas trompas de Falópio onde ele está pronto a ser fertilizado.
 - Imediatamente antes da ovulação, o organismo fabrica uma quantidade significativa de hormona lutéizante (LH) que vai desencadear a libertação do óvulo do ovário.
- Isto fenómeno é chamado "pico LH" e ocorre habitualmente a meio do ciclo menstrual. É durante este período que a gravidez tem maior probabilidade de aparecer. O teste utiliza uma combinação de anticorpos, entre os quais um anticorpo monoclonal LH encarregado de detectar a elevação da taxa da hormona lutéizante (LH).
- O teste de ovulação MédicAID® detecta o pico de LH na urina, indicando assim que a ovulação ocorrerá provavelmente nas próximas 24 a 36 horas. Para que a gravidez se desencadear, o óvulo deve ser fecundado pelo esperma nas 24 horas que se seguem à sua libertação. No entanto, é importante notar que o pico de LH e a ovulação podem, por vezes, estar ausente ao longo de um ciclo.

PRECAUÇÕES

Ler cuidadosamente as informações fornecidas nas instruções antes de realizar este teste.

- Não utilizar após a data de validade indicada na saqueta de alumínio.
- Conservar num local seco entre 2 e 30°C, não congelar.
- Não utilizar se o estorjo do teste estiver aberto ou danificado.
- Não deixar ao alcance das crianças.
- Exclusivamente para uso in vitro. Não ingerir.
- Abri a saqueta de alumínio imediatamente antes da realização do teste.
- O teste deve ser eliminado após utilização de acordo com a regulamentação localmente em vigor

COMPOSIÇÃO DA CAIXA

- 10 kits de testes
- 1 instruções de utilização

INDICAÇÕES

O teste de ovulação MédicAID® destina-se às mulheres cujo desejo de engravidar não ocorre espontaneamente ou às mulheres sob indutor de ovulação para verificar o resultado do tratamento. Ele permite identificar o período no decorrer do qual a mulher é mais fértil.

ANTES DE COMEÇAR O TESTE

A caixa contém 10 testes que permitem detectar o aparecimento da ovulação durante vários dias seguidos. Determinar o dia em que inicia o teste com a ajuda da tabela abaixo.

Tempo de ciclo (dias)	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Número de dias para contar	6	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21


- Determinar a duração média do seu ciclo menstrual. A duração do seu ciclo menstrual é o número de dias depois do primeiro dia da sua menstruação (início das hemorragias) até ao último dia anterior ao aparecimento do ciclo menstrual seguinte.
- Fazer um círculo no número correspondente à duração média dos seus ciclos na tabela acima.
- NOTA: Se os seus ciclos forem irregulares, é possível utilizar a duração mais curta dos seus ciclos.
- Utilizar o exemplo do calendário abaixo para determinar o dia em que deve começar o teste. Não é recomendável utilizar as primeiras urinas da manhã para realizar um teste. Para um resultado óptimo, é desejável realizar o teste todos os dias à mesma hora. A ingestão de bebidas deve ser evitada nas duas horas que precedem a realização do teste.

EXEMPLOS DE CALENDÁRIO :

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

- Primeiro dia da sua menstruação anterior.
- Data em que deve começar a fazer o teste.

EXEMPO: O meu ciclo é habitualmente de 28 dias. A minha última menstruação começou a 3. A tabela diz para contar 11 dias a partir de 3. O calendário mostra que devo começar o teste no dia 13 do mês.



Determinar a data em que deve começar o teste com a ajuda da tabela acima.

- Deixar a saqueta de alumínio voltar à temperatura ambiente antes de o abrir.
- Retirar o teste da saqueta de alumínio; o teste deve ser utilizado o mais rapidamente possível.
- Retirar a tampa e coloque-a na outra extremidade do teste.
- Segurar o teste pela tampa orientando a mecha absorvente para baixo. Deixar a mecha impregnar-se durante 15 segundos directamente sob o jacto de urina, até ela estar completamente humidificada (ver esquema). Atenção: Imergindo o pavio na urina durante 15 segundos.
- Nota: Não urinar sobre as janelas Teste e Controló. Também é possível recolher a urina num recipiente limpo e seco e depois imergir a mecha na urina durante 15 segundos.
- Após ter retirado o teste da tampa, recolocar a tampa na mecha e colocar o teste numa superfície plana, com as janelas Teste e Controló viradas para cima. Esperar então três minutos
- Nota: Não urinar sobre as janelas Teste e Controló. Também é possível recolher a urina num recipiente limpo e seco e depois imergir a mecha na urina durante 15 segundos.
- Após ter retirado o teste da tampa, recolocar a tampa na mecha e colocar o teste numa superfície plana, com as janelas Teste e Controló viradas para cima. Esperar então três minutos
- No início do funcionamento do teste, é possível perceber-se uma coloração rosa malva migrando através das janelas Teste e Controló. Ler o resultado no terceiro minuto. Se nenhum resultado aparecer, esperar um minuto supplémentaire. Não ler após 10 minutos.



LEITURA DO RESULTADO



POSITIVO

Se as duas linhas estiverem visíveis e a linha na janela Testa (T) for de intensidade superior ou igual à da linha de Controlo (C), isto significa que a ovulação irá ocorrer provavelmente em 24-36 horas.



NEGATIVO

Se as duas linhas estiverem visíveis, mas a linha na janela Teste (T) tem uma intensidade inferior à da linha de Controlo (C), ou se não aparecer qualquer linha ao nível da janela Teste (T), isto significa que o pico de ovulação não foi detectado e o teste deve ser repetido no dia seguinte.



NÃO SIGNIFICATIVO

Ausência de banda de controlo. As principais razões para este falhanço são um volume de urina insuficiente ou uma realização incorrecta do teste. Reler o procedimento e recomeçar o teste com um novo teste. Se o problema persistir, não utilizar mais a caixa e contactar o seu farmacêutico ou o nosso serviço de apoio ao consumidor

LIMITES DO TESTE

- É possível que o teste produza falsos positivos ou falsos negativos.
- Os resultados errados são, na maioria dos casos, devidos ao não respeito das instruções de utilização.
- Em caso de problema, ler o manual de utilização e recomeçar a operação com um novo teste.
- Se o problema persistir, consulte o seu farmacêutico ou o nosso serviço de apoio ao consumidor.

PERGUNTAS E RESPOSTAS

- Posso utilizar o teste de ovulação MédicAID® para não ficar grávida ?**
Não, o teste não deve ser utilizado como meio contraceptivo.
- Qual é a fiabilidade do teste de ovulação MédicAID® ?**
Um estudo clínico abrangendo 300 mostras de urina demonstrou uma especificidade > 99,9 %, uma sensibilidade > 99,9 % e uma precisão global de > 99,9 %.
- Qual é a sensibilidade do teste de ovulação MédicAID® ?**
O teste de ovulação MédicAID® detecta a presença da Hormona Lutéizante (LH) na urina a partir de 40 mUI/mL. Não foi observada qualquer reação cruzada nas concentrações testadas após a adição de substância medicamentosas e hormonas correntes, incluindo FSH (1000 mUI/mL), hCG (1000 mUI/mL) e TSH (1000 µU/mL).
- O álcool ou os medicamentos influenciam o resultado do teste ?**
Não, mas é recomendada a consulta ao seu médico em caso de tratamento hormonal. Uma tomada recente de um contraceptivo oral, o aleitamento ou a gravidez podem afectar o resultado do teste.
- Porque não é recomendado utilizar as primeiras urinas da manhã? A que hora do dia devo realizar o teste ?**
É desaconselhável utilizar as primeiras urinas da manhã, pois elas são particularmente concentradas e podem, por isso originar falsos resultados positivos. Todas as outras horas do dia são compatíveis. Para um resultado óptimo, é desejável realizar as urinas à mesma hora de cada dia.
- A ingestão de bebidas afecta o resultado do teste ?**
Uma ingestão significativa de bebidas antes da realização do teste irá diluir a hormona na urina. Recomenda-se que não se beba nas duas horas anteriores ao teste.
- Quanto tempo ficará a linha visível ?**
O teste deve ser lido no terceiro minuto. Um resultado positivo (presença de pico de LH) não desaparecerá. As bandas podem ficar mais escuras e uma coloração rosada da membrana pode aparecer após várias horas. Alguns resultados negativos podem positivarse ligeiramente após um certo tempo; isto deve-se a um fenómeno de evaporação ao nível da janela Teste. Por conseguinte, o teste não deve ser lido mais de 10 minutos após a sua realização. Deitar fora o teste uma vez realizada a leitura.
- Uma vez aparecido um resultado positivo, qual é o melhor momento para ter uma relação sexual ?**
A ovulação deverá ocorrer durante 24 a 36 horas. Estará no período mais fértil do seu ciclo. Recomenda-se que tenha relações sexuais no decorrer deste período.
- Uso o método das temperaturas. O teste de ovulação MédicAID® pode substituir o método das temperaturas ?**
O teste de ovulação MédicAID® não substitui o método das temperaturas. O aumento da temperatura basal indica habitualmente que a ovulação já ocorreu. O teste de ovulação MédicAID® indica que a ovulação está prestes a ocorrer.
- Tem um resultado positivo e tive relações sexuais durante o meu período fértil. Penso estar grávida. Como posso sabê-lo de modo mais rapidamente possível ?**
O nosso teste sensível de gravidez MédicAID® pode-lhe fornecer um resultado fiável e preciso.
- Tive um resultado positivo e tive relações sexuais durante o meu período fértil, mas não estou grávida. O que devo fazer ?**
São muitos os factores que influenciam a sua capacidade em ficar grávida. Para casais saudáveis, a gravidez pode ocorrer apenas após alguns meses e, por vezes, é necessário utilizar o MédicAID® OVULATION durante 3 ou 4 meses seguidos para haver uma gravidez. Se a gravidez não ocorrer ao fim de 3 a 4 meses, deverá, juntamente com o seu parceiro, consultar um médico.
- A ausência de menstruação significa a ausência de ovulação ?**
Não, pois em período de dieta, de perimenopausa ou durante a prática intensiva de desporto, o período pode desaparecer, mas, apesar de tudo, a ovulação pode ocorrer.

PERGUNTAS E RESPOSTAS

- Posso utilizar o teste de ovulação MédicAID® para não ficar grávida ?**
Não, o teste não deve ser utilizado como meio contraceptivo.
- Qual é a fiabilidade do teste de ovulação MédicAID® ?**
Um estudo clínico abrangendo 300 mostras de urina demonstrou uma especificidade > 99,9 %, uma sensibilidade > 99,9 % e uma precisão global de > 99,9 %.
- Qual é a sensibilidade do teste de ovulação MédicAID® ?**
O teste de ovulação MédicAID® detecta a presença da Hormona Lutéizante (LH) na urina a partir de 40 mUI/mL. Não foi observada qualquer reação cruzada nas concentrações testadas após a adição de substância medicamentosas e hormonas correntes, incluindo FSH (1000 mUI/mL), hCG (1000 mUI/mL) e TSH (1000 µU/mL).
- O álcool ou os medicamentos influenciam o resultado do teste ?**
Não, mas é recomendada a consulta ao seu médico em caso de tratamento hormonal. Uma tomada recente de um contraceptivo oral, o aleitamento ou a gravidez podem afectar o resultado do teste.
- Porque não é recomendado utilizar as primeiras urinas da manhã? A que hora do dia devo realizar o teste ?**
É desaconselhável utilizar as primeiras urinas da manhã, pois elas são particularmente concentradas e podem, por isso originar falsos resultados positivos. Todas as outras horas do dia são compatíveis. Para um resultado óptimo, é desejável realizar as urinas à mesma hora de cada dia.
- A ingestão de bebidas afecta o resultado do teste ?**
Uma ingestão significativa de bebidas antes da realização do teste irá diluir a hormona na urina. Recomenda-se que não se beba nas duas horas anteriores ao teste.
- Quanto tempo ficará a linha visível ?**
O teste deve ser lido no terceiro minuto. Um resultado positivo (presença de pico de LH) não desaparecerá. As bandas podem ficar mais escuras e uma coloração rosada da membrana pode aparecer após várias horas. Alguns resultados negativos podem positivarse ligeiramente após um certo tempo; isto deve-se a um fenómeno de evaporação ao nível da janela Teste. Por conseguinte, o teste não deve ser lido mais de 10 minutos após a sua realização. Deitar fora o teste uma vez realizada a leitura.
- Uma vez aparecido um resultado positivo, qual é o melhor momento para ter uma relação sexual ?**
A ovulação deverá ocorrer durante 24 a 36 horas. Estará no período mais fértil do seu ciclo. Recomenda-se que tenha relações sexuais no decorrer deste período.
- Uso o método das temperaturas. O**

NL

MedicAid®

Ovulatie test

Test voor de zelf-diagnose

PRINCIPE

- De ovulatie houdt in dat een ei in de eierstok ontsprijngt.
- Hi er wordt door de eilidiers gewoerd waar het bevrucht kan worden.
- Vlak voor de ovulatie maakt het lichaam een aanzienlijke hoeveelheid luteïnisaant hormoon aan (LH) waardoor de rijpe eicel in de eilieder vrijkomt. Dit fenomeen wordt "LH piek" genoemd en vindt gewoonlijk plaats halverwege de maandelijkse menstruatie cyclus. En de vrouw heeft tijdens deze vruchtbare periode het meeste kans zwanger te worden.
- De test gebruikt een combinatie van antistoffen waaronder het antilicham monoclonal LH dat de taak heeft de hoogte van de luteïnisaant hormoonspiegel (LH) op te sporen.
- De ovulatie test MedicAid® spoot de LH piek op in de urine en geeft hiernaas aan dat de ovulatie waarschijnlijk zal plaatsvinden in de 24 of 36 uren die volgen. Om echter te worden moet de eicel bevrucht worden door sperma in de 24 uur die volgen op het moment dat hij vrijkomt. Het is swanger van belang op te merken dat het kan voorkomen dat de LH piek en de ovulatie niet plaatsvinden tijdens een cyclus.

VOORZORGSMAATREGELEN

- De inlichtingen gevoegd bij de handeling aandachtig lezen alvorens de test uit te voeren.
- Niet gebruiken als de uiterste gebruiksdatum vermeld op het aluminium zakje is verstreken.
- Bewaren op een droge plaats tussen 2 en 30°C, niet invriezen.
- Niet gebruiken als het etuis van de test is geopend of beschadigd.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Alleen geschikt voor gebruik in vitro. Niet innemen.
- Het aluminium zakje pas vlak voor het uitvoeren van de test openen.
- De test moet worden afgevoerd na gebruik overeenkomstig de plaatselijk van kracht zijnde reglementering.

SAMENSTELLING VAN DE DOOS

- 10 test pennen
- 1 gebruikshandleiding

INDICATIES

De ovulatie test MedicAid® is bestemd voor vrouwen die niet spontaan zwanger worden of voor vrouwen die een ovulatie induserende behandeling ondergaan om het resultaat van de behandeling te controleren. De test maakt het mogelijk de periode vast te stellen waarna de vrouw het vruchtbaar is.

ALVORENS DE TEST TE DOEN

De doos bevat 10 tests om de ovulatie meerdere dagen achter elkaar op te kunnen sporen. U moet de datum waarop u met de test aanvangt bepalen aan de hand van de hieronder staande tabel.

Cycle Time (dagen)	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Aantal dagen (begin na het begin van de menstruatie)	6	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

- Bepaal de gemiddelde lengte van uw menstruële cyclus. De lengte van de menstruële cyclus is het aantal dagen vanaf de eerste dag van de menstruatie (vroede bloeding) tot aan de laatste dag voor het begin van de volgende cyclus van de regels.
- Circle het nummer van de gemiddelde duur van cycli in de bovenstaande tabel.
- LET OP : Als je een onregelmatige cyclus hebt, is het mogelijk om de kortste lengte van uw cyclus te gebruiken.
- Met behulp van het voorbeeld van het schema hieronder om de dag moet je beginnen met testen te bepalen. Het is niet aan te raden om de eerste ochtendurrie te gebruiken voor de test. Voor de beste resultaten is het wenselijk om de test dagelijks vernicht op hetzelfde tijdstip. De uitloop moet worden vernemen bij de twee uur voor de test.

Voorbeeld van de kalender :

Zon	Maa	Din	Woe	Don	Vrij	Zat
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			




Eerste dag van mijn laatste menstruatie.



Datum waarop de test mag uitgevoerd worden.

VOORBEELD: Mijn cyclus bedraagt gewoonlijk 28 dagen. De laatste ongesteldheid is op 3 van staet gegaan. In de tabel staat dat ik 11 dagen moet tellen vanaf 3. De kalender geeft aan dat ik met de test moet beginnen op de 13e van de maand.

GEBRUIKSAANWIJZING



Bepaal de datum waarop u met de test moet beginnen aan de hand van de hierboven staande tabel.

- Laat het aluminium zakje op omringingstemperatuur komen alvorens het te openen. Haal de test uit het aluminium zakje en gebruik hem vervolgens zo snel mogelijk.
- Vernijd de dop.
- Houd de test bij het tampon naar beneden gericht. De tampon 15 seconden onder de straal urine houden totdat hij helemaal nat is (zie schema).
- OPMERKING : niet plassen op de vensters Test en Controle. U kunt ook een plasje opvangen in een schoen en droog flesje en dan de tampon 10 tot 15 seconden in de urine doppielen.
- De teststift uit het urineliefje of onder de urinelstraat vandan halen, de dop terugplaatsten op het tampon en de test leggen op een vlakke oppervlakte met de vensters test en controle naar boven gericht. 3 minuten wachten.
- Bij de aanvang van de werking van de test kan men een roze – zacht paarse verkleuring zien die loopt door de vensters Test en Controle. Het resultaat aflezen in de 3e minuut. Als er geen resultaat verschijnt, een extra minuut wachten. Niet aflezen na 10 minuten.



AFLZELEN VAN HET RESU TAAT



POSITIEF

Als de twee lijnen zichtbaar zijn en als de lijn in het Test venster (T) sterker is of gelijk is aan de lijn in het Contrôle venster (C), wil dit zeggen dat de ovulatie waarschijnlijk plaats zal vinden in de 24-36 volgende uren.



NEGATIEF

Als de twee lijnen zichtbaar zijn maar als de lijn in het Test venster (T) minder sterk is dan de Contrôle lijn (C), of als er geen enkele lijn verschijnt in het Test venster (T), wil dit zeggen dat de ovulatie eicel niet is opgespoord en dat de test de volgende dag moet worden herhaald.



ONDUIDELIJK

Geen Contrôle band. De voornaamste redenen voor het mislukken van de test zijn een ontoereikende hoeveelheid urine of een onjuiste uitvoering van de test. Lees de procedure opnieuw en doe de test nog een keer met een nieuwe teststift. Als het probleem niet verdwijnt, de doos niet gebruiken en contact opnemen met uw apotheek of onze consumentendienst.

BEPERKINGEN VAN DE TEST

- Het is mogelijk dat de test een vals positief of vals negatief resultaat oplevert.
- Onjuiste resultaten zijn meestal te wijten aan het fet dat men de gebruiksaanwijzing niet naar behoren in acht heeft genomen.
- In geval van problemen, de gebruiksaanwijzing normaal aandachtig lezen en de handeling opnieuw uitvoeren met een nieuwe teststift.
- Als het probleem niet verdwijnt, contact opnemen met uw apotheek of onze consumentendienst.

VRAGEN EN ANTWOOR DEN

1. Kan ik de MedicAid® OVULATION ook gebruiken om niet zwanger te worden ?

Nee, de test mag niet worden gebruikt als een anticonceptiemiddel.

2. Wat is de betrouwbaarheidsgraad van de MedicAid® OVULATION ?

Een klinisch onderzoek op 300 monsters toont een specificiteit van > 99 %, een gevoeligheid van > 99 % en een globale nauwkeurigheid van > 99 % aan.

3. Wat is de gevoeligheid van de test MedicAid® OVULATION ?

MedicAid® OVULATION spoot de aanwezigheid van het Hormoon Luteïnisaant (LH) op in de urine. Vanaf 40nU/mL. De toevoeging van algemeen bekende verdovende middelen en hormonen met fsh (1000uIU/ml), hCG (100 nU/ml) en TSH (1000 uIU/mL), toont geen toegen reactiviteit.

4. Hebben alcohol of medicijnen invloed op het resultaat van de test ?

Nee, maar het is aangeraden uw huisarts te raadplegen in geval van een hormoon behandeling. Het recentelijk innemen van een oraal anticonceptiemiddel, botsvoeding of zwangerschap kunnen het resultaat van de test beïnvloeden.

5. Waarom is het beter de eerste ochtend urine niet te gebruiken ? Op welk moment van de dag moet ik de test uitvoeren ?

Het is niet aangeraden de eerste ochtend urine te gebruiken want deze hebben een hoge concentratie en kunnen dus een vals positief resultaat opleveren. Verder kunt u de test op ieder ander gewenst moment van de dag uitvoeren. Voor een optimaal resultaat is het wenselijk de urine ieder dag op dezelfde tijd te testen.

6. Heeft drinke invloed op het resultaat van de test ?

Als men veel drinkt voor het uitvoeren van de test, zal het hormoon in de urine worden verdund. Het is aangeraden niet te drinken in de twee uur die voorafgaan aan de test.

7. Hoe lang blijft de lijn zichtbaar ?

De test moetien in de 3e minuut worden afgelezen. Een positief resultaat(aanwezigheid van LH piek) zal niet verdwijnen. De banden kunnen donkerder worden en na enkele uren kan de membraan roze gekleurd worden. Sommige negatieve resultaten kunnen ook omgezet worden in een positief resultaat na een bepaalde tijd ; dit wordt veroorzaakt door verdamping ten hoogte van het test venster. Dientengevolge mag de test niet meer worden afgelezen na 10 minuten. De test weggoeien als u het resultaat hebt afgelezen.

8. Als het resultaat positief is, wat is dan het beste moment om geslachtsverkeer te hebben ?

De ovulatie zal plaatsvinden in de 24 tot 36 uur die volgen. U bent nu het vruchtbaar. Het is aangeraden in deze periode geslachtsverkeer te hebben.

9. Ik gebruik de temperatuur methode. Kan MedicAid® OVULATION de temperatuur methode vervangen ?

De ovulatie test MedicAid® OVULATION vervangt de temperatuur methode niet. De verhoging van de basale temperatuur geeft normaal gesproken aan dat de ovulatie al plaats heeft gevonden. De ovulatie test MedicAid® OVULATION geeft aan dat de ovulatie op het punt staat plaats te vinden.

10. Ik heb de test uitgevoerd met een positief resultaat. Ik heb in deze vruchtbare periode geslachtsverkeer gehad en ik denk dat ik zwanger bent. Wanneer kan ik dit zo snel mogelijk met zekerheid weten ?

Onze vroegtijdsde zwangerschapstest MedicAid® geeft een betrouwbaar en handboek resultaat.

11. Ik heb de test uitgevoerd met een positief resultaat. Ik heb in deze vruchtbare periode geslachtsverkeer gehad maar ik ban niet zwanger. Wat moet ik doen ?

Talrijke factoren kunnen uw vermogen zwanger te worden beïnvloeden. Wat betreft stellen in goede gezondheid is het mogelijk dat de vrouw pas na meerdere maanden zwanger raakt en moet men soms de MedicAid® OVULATION 3 tot 4 maanden achter elkaar gebruiken om zwanger te worden. Als na u 3 tot 4 maanden nog niet zwanger bent, moeten u en uw partner een arts raadplegen.

12. Als ik niet ongesteld word, wil dat zeggen dat er ook geen ovulatie is ?

Nee, want in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld als men een dieet volgt, in de peri-menopauze en als men intensief sport bedrijft kan de menstruatie cyclus achterwege blijven maar kan het zijn dat de ovulatie ondanks dat toch plaatsvindt.

REFERENTIES

- Eklind-Hirsch, K, Goldzieher, JW, Gibbons, WE and Besch, PK. Obstetrics and Gynecology, 67(3): 450-453,1986.

Overzicht symbolen			
	Let op, zie de gebruikshandleiding		Aantal tests per doos
			Fabrikant
	Uitsluitend bestemd voor gebruik in vitro		Gebruiken voor
	Bewaren tussen 2°C en 30°C		Niet hergebruiken
	Bewaren tussen 2°C en 30°C		Partijnummer
	Bewaren tussen 2°C en 30°C		Catalogus referentie
	TRIMAN Unified Signage		Groene plek

BIOSYNEX SA
22 Boulevard Sébastien Brant
67400 Illkirch-Graffenstaden
France

IFU_858713_ML_V03201912R03

REF 858713

CE 0123

DE

MedicAid®

Ovulationstest

Test für selbstdiagnose

PRINZIP

- Ovulation bedeutet, dass ein Ei nelle in der Eistock entspringt.
- Die Eizelle wandert durch die Eileiter, wo es befruchtet werden kann.
- Kurz vor dem Eisprung schützt der Körper eine beträchtliche Menge des luteinisierenden Hormons (LH) aus, was dazu führt, dass die reife Eizelle im Eileiter freigesetzt wird. Dieses Phänomen nennt man LH-Höhepunkt und findet im Allgemeinen nach der Hälfte des monatlichen Menstruationszyklus statt. Während dieser fruchtbaren Zeit ist die Aussicht, schwanger zu werden, für die Frau am größten.
- Der Test nutzt eine Kombination von Antistoffen, wie dem monoklonalen LH-Antikörper, dessen Aufgabe es ist, die Höhe des luteinisierenden Hormonspegels (LH) festzustellen.
- Der Ovulationstest von Kruidvat ermittelt den LH-Höhepunkt im Urin und zeigt damit an, dass der Eisprung voraussichtlich in den nächsten 24 oder 36 Stunden stattfindet. Damit es zur Schwangerschaft kommt, muss die Eizelle in den ersten 24 Stunden nach ihrer Freisetzung mit Spermia befruchtet werden. Es ist unbedingt zu bedenken, dass möglicherweise während eines Zyklus wieder ein LH-Höhepunkt nach ein Eisprung stattfindet.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Bevor Sie den Test durchführen, lesen Sie die Informationen zur Gebrauchsanweisung bitte sorgfältig.
- Nicht verwenden, wenn das auf dem Aluminiumbeutel vermerkete Verfallsdatum abgelaufen ist.
- An einem trockenen Ort zwischen 2 und 30°C aufbewahren, nicht einfrieren.
- Nicht verwenden, wenn das Etui des Tests geöffnet oder beschädigt ist.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nur geeignet zur Verwendung in vitro. Nicht einnehmen.
- Den Aluminiumbeutel erst kurz vor dem Test öffnen.
- Der Test sollte nach Gebrauch in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften lokal entfernt werden.

INHALT DER VERPACKUNG

- 10 Teststäbe
- 1 Gebrauchsanweisung

INDIKATIONEN

Der MedicAid® Ovulationstest ist für Frauen bestimmt, die nicht spontan schwanger werden, oder für Frauen, bei denen eine Ovulationsindikation vorgenommen wird, zur Kontrolle des Behandlungsergebnisses. Der Test ermöglicht die Feststellung der fruchtbarsten Zeit der Frau.

BEVOR SIE DEN TEST DURCHFÜHREN

Die Verpackung enthält zehn Tests, mit denen Sie die Ovulation an mehreren Tagen nacheinander feststellen können. Ermitteln Sie deshalb den Anfangstermin des Testes anhand der unten stehenden Tabelle.

Dauer des Zyklus (Tage)	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Testbeginn + Tage nach Beginn der Menstruation	6	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

- Bestimmen Sie die durchschnittliche Dauer Ihres Menstruationszyklus. Die Dauer Ihres Menstruationszyklus entspricht der Anzahl Tage vom ersten Tag der Periode (Beginn des Blutverlustes) bis zum letzten Tag vor Beginn des nächsten Menstruationszyklus.
- Markieren Sie in der oben stehenden Tabelle die Zahl, die mit der durchschnittlichen Dauer Ihres Menstruationszyklus übereinstimmt. Anmerkung: Wenn Sie nicht regelmäßig Ihre Periode haben, nehmen Sie die kürzeste Dauer Ihres Menstruationszyklus.
- Bestimmen Sie anhand dem unten stehenden Kalenders den Tag, an dem Sie mit dem Test anfangen müssen. Es empfiehlt sich nicht, den Test mit dem ersten Urin durchzuführen, den Sie morgens ausschicken. Damit Sie ein optimales Ergebnis erzielen, sollten Sie den Test jeden Tag zur gleichen Zeit durchführen. In den beiden Stunden vor Durchführung des Tests nicht trinken!

Kalenderbeispiel

Son	Mon	Die	Mit	Don	Fre	Sam
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			




Erster Tag Ihrer letzten Periode.



Datum des Anfangs den Test zu führen.

BEISPIEL: Mein Zyklus dauert im Allgemeinen 28 Tage. Die letzte Periode hat am 3. begonnen. In der Tabelle steht, dass ich vom dritten Tag an elf Tage zählen muss. Der Kalender zeigt an, dass ich mit dem Test am 13. des Monats beginnen muss

GEBRAUCHSAWEISUNG



Ermitteln Sie den Anfangstermin des Testes anhand der oben stehenden Tabelle.

- Lassen Sie den Aluminiumbeutel auf Umgebungstemperatur kommen, bevor Sie ihn öffnen. Nehmen Sie den Test aus dem Beutel.
- Entfernen Sie die Kappe.
- Halten Sie den Teststab während die Spitze nach unten weist. Die Spitze 15 Sekunden unter den Urinstrahl halten, bis sie ganz nass ist (siehe Zeichnung).
- ANMERKUNG : Nicht auf die Test- und Kontrollfenster urinieren. Sie können auch ein wenig Urin in einem sauberen und trockenen Fläschchen auffangen und dann die Spitze 15 Sekunden in den Urin halten. Test vorsorgsweise nicht mit Morgenurin verwenden.
- Den Teststab aus dem Urinfläschchen oder dem Urinstrahl entfernen, die Kappe wieder über die absorbierende Spitze stülpen und den Teststab mit den Test- und Kontrollfenstern nach oben auf eine ebene Fläche legen. Drei Minuten warten.
- Beginnt der Test zu wirken, erkennt man eine rosa- bis leicht lilafarbene Verfärbung, die durch die Test- und Kontrollfenster läuft. Das Resultat nach drei Minuten ablesen. Wird kein Ergebnis angezeigt, bitte eine weitere Minute warten. Nicht nach zehn Minuten ablesen.



ERGEBNISAUSLESUNG



POSITIV

Wenn die beiden Linien zu sehen sind und die Linie im Testfenster (T) stärker oder genauso aussieht wie die Linie im Kontrollfenster (C), findet der Eisprung voraussichtlich in den nächsten 24 bis 36 Stunden statt.



NEGATIV

Wenn die beiden Linien zwar zu sehen sind, aber die Linie im Testfenster (T) weniger stark ausgeprägt ist als die Kontrolllinie (C) oder im Testfenster (T) keine Linie zu sehen ist, konnte kein Ovulationshöhepunkt ermittelt werden. Wiederholen Sie den Test in dem Fall am nächsten Tag.



UNKLARHEIT

Keine Kontrollelinie. Das Scheitern des Tests ist meist auf eine ungenügende Menge Urin oder eine unkorrekte Handhabung des Tests zurückzuführen. Lesen Sie die Anleitung nochmals und wiederholen Sie den Test mit einem neuen Teststab. Ist das Problem damit nicht gelöst, verwenden Sie die Packung nicht und wenden Sie sich an Ihren Apotheker oder rufen Sie unsere Servicehotline an.

EINSCHRÄNKUNGEN DES TESTS

- Es besteht die Möglichkeit, dass der Test ein falsches positives oder falsches negatives Ergebnis anzeigt.
- Unrichtige Ergebnisse sind meist darauf zurückzuführen, dass die Gebrauchsanweisung nicht ordentlich befolgt wurde.
- Bei Problemrteilen bitte die Gebrauchsanweisung nochmals sorgfältig lesen und mit einem neuen Teststab erneut testen.
- Ist das Problem damit nicht gelöst, wenden Sie sich bitte an Ihren Apotheker oder unseren Kundendienst.

FRAGEN UND ANTWORTEN

- Kann ich den Ovulationstest dazu verwenden, nicht schwanger zu werden?** Nein, der Test darf nicht als Verhütungsmittel verwendet werden.
- Wie zuverlässig ist der Ovulationstest?** Eine klinische Studie von 300 Proben ergibt eine Spezifität von > 99 %, eine Empfindlichkeit von > 99 % und eine generelle Genauigkeit von > 99 %.
- Wie empfindlich ist der Ovulationstest?** Der Test ermittelt den Anteil des luteinisierenden Hormons (LH) im Urin ab 40 nU/ml. Die Ergänzung allgemein bekannter Betäubungsmittel und Hormone mit FSH (1000 uIU/ml), HCG (100 uIU/ml) und TSH (1000 uIU/ml) zeigt keine Gegenreaktion.
- haben Alkohol oder Arzneimittel Einfluss auf das Testergebnis ?** Nein, aber es empfiehlt sich, bei einer Hormonbehandlung Ihren Hausarzt zu Rate zu ziehen. Durch künstlich oral eingenommene Verhütungsmittel, Stillen oder Schwangerschaft kann das Testergebnis beeinflusst werden.
- Warum sollte man den ersten Urin am Morgen besser nicht verwenden ? Zu welcher Tageszeit muss ich den Test durchführen ?** Es empfiehlt sich nicht, den ersten Urin am Morgen zu verwenden, denn er ist hochkonzentriert und kann so zu einem falschen positiven Ergebnis führen. Ferner können Sie den Test zu jeder gewünschten Tageszeit durchführen. Im Hinblick auf ein optimales Ergebnis sollte der Urin täglich zur gleichen Zeit getestet werden.
- Hat Trinken Einfluss auf das Testergebnis?** Wenn man vor Beginn des Tests viel trinkt, wird das Hormon im Urin verdünnt. In den beiden Stunden vor Durchführung des Tests sollte man nicht trinken.
- Wie lange ist die Linie zu sehen?** Der Test muss in der dritte Minute abgelesen werden. Ein positives Ergebnis (LH-Höhepunkt vorhanden) verschwindet nicht. Die Linien können dunkler werden und nach einigen Stunden kann die Membran eine Rosafärbung aufweisen. Einige negative Ergebnisse können auch nach einer bestimmten Zeit in ein positives Ergebnis umgewandelt werden, das liegt an der Verdampfung in Höhe des Testfensters. Daher darf der Test nach 10 Minuten nicht mehr abgelesen werden. Werfen Sie den Teststab weg, nachdem Sie das Ergebnis abgelesen haben.
- Wenn das Ergebnis positiv ist, was ist dann der beste Zeitpunkt für den Geschlechtsverkehr ?** Der Eisprung findet in den nächsten 24 bis 36 Stunden statt. Dann sind Sie am fruchtbarsten. Es empfiehlt sich, in dieser Zeit Geschlechtsverkehr zu haben.
- Ich verwende die Temperaturmethode. Kann der Ovulationstest die Temperaturmethode ersetzen?** Der Ovulationstest ersetzt die Temperaturmethode nicht. Die Erhöhung der Grundtemperatur zeigt im Allgemeinen an, dass der Eisprung stattgefunden hat. Der Ovulationstest gibt an, dass der Eisprung kurz bevor steht.
- Ich habe den Test mit positivem Ergebnis durchgeführt. Ich habe in dieser fruchtbaren Zeit Geschlechtsverkehr gehabt und glaube, schwanger zu sein. Wann kann ich das so schnell wie möglich klarheit darüber verschaffen?** Unser Schwangerschaftstest bietet Ihnen ein zuverlässiges Ergebnis am ersten Tag, an dem Sie Ihre Periode hätten bekommen müssen.
- Ich habe den Test mit positivem Ergebnis durchgeführt. Ich habe in dieser fruchtbaren Periode Geschlechtsverkehr gehabt, bin aber nicht schwanger. Was kann ich tun?** Eine Schwangerschaft hängt von zahlreichen Faktoren ab. Bei gesunden Paaren besteht die Möglichkeit, dass die Frau erst nach mehreren Monaten schwanger wird und muss man manchmal den Test drei bis vier Monate nacheinander durchführen, um schwanger zu werden. Hat sich nach drei bis vier Monaten noch keine Schwangerschaft eingestellt, sollten Sie Ihr Partner sich an einen Arzt wenden.
- Wenn ich meine Periode nicht bekommen, heißt dass, dass kein Eisprung stattfindet?** Nein, denn unter bestimmten Voraussetzungen, z.B. bei einer Diät, in der Perimenopause oder wenn man intensiv Sport treibt, kann die Menstruation ausbleiben, obson der Eisprung stattfindet.

LITERATUR

- Eklind-Hirsch, K, Goldzieher, JW, Gibbons, WE and Besch, PK. Obstetrics and Gynecology, 67(3): 450-453,1986.

Symbolverzeichnis			
	Achtung, siehe Gebrauchsanleitung		Anzahl Tests je Verpackung
	Ausschließlich zur Verwendung in vitro		Verfallsdatum
	Aufbewahren bei 2°C bis 30°C		Chargennummer
	Aufbewahren bei 2°C bis 30°C		Katalogreferenz
	TRIMAN Unified Beschilderung		Grüner Punkt
			Hersteller
			Nicht wiederverwenden

BIOSYNEX SA
22 Boulevard Sébastien Brant
67400 Illkirch-Graffenstaden
France

IFU_858713_ML_V03201912R03

REF 858713

CE 0123