

Nous vous félicitons pour l'achat de ce produit. Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser le thermomètre pour la première fois et les conserver en lieu sûr. Ce produit a été conçu pour mesurer la température du corps humain. Ce produit est destiné à un usage domestique et hospitalier, l'utilisateur doit avoir au moins 11 ans et le patient peut être l'utilisateur.

**MODE D'EMPLOI**

Avant de l'utiliser, veuillez désinfecter la sonde. Pour l'allumer, appuyez sur le bouton ON/OFF, l'appareil procède à un autocontrôle, un bip est émis lorsque le test est réalisé. Quand les lettres «Lo» et «C» clignotent à l'écran, le thermomètre est prêt à l'emploi. Si la température ambiante est inférieure à 32 °C, alors «Lo°C» apparaît à l'écran et si la température ambiante est supérieure à 42,9 °C, alors «Hi °C» apparaît à l'écran. Pendant la lecture, la température mesurée s'affiche et se fige dès qu'une température précise est atteinte. L'alarme de fièvre sonne quand la température dépasse les 37,8°C et 3 bips sonores sont alors émis 10 fois. Néanmoins, veuillez noter que ce thermomètre est un thermomètre à maximum, c'est-à-dire que la température affichée peut augmenter légèrement si la prise de température se poursuit après le bip sonore. Cela s'applique en particulier à la prise de température axillaire, si une valeur de température proche de la température corporelle interne est enregistrée. Dans ce cas, veuillez voir la description du chapitre intitulé «Méthodes de prise de température». Après la prise de température, veuillez éteindre le thermomètre en appuyant sur le bouton ON/OFF. Après avoir affiché la température à l'écran, le thermomètre s'éteindra automatiquement au bout de 5 minutes.

**FONCTION DE MÉMOIRE**

Allumez le thermomètre. Un court bip sonore est émis. La dernière valeur de lecture en «°C» sera automatiquement affichée à l'écran pendant environ 2 secondes. La lecture n'est écrasée que si une nouvelle valeur de température est enregistrée.

**MÉTHODES DE PRISE DE TEMPÉRATURE**

La lecture de la température corporelle dépend de l'endroit où elle est réalisée. L'endroit de prise de température doit toujours être précisé en vue de garantir une lecture de température correcte.

**Dans le rectum (rectale).**

C'est la méthode la plus exacte du point de vue médical, car la température prise est plus proche de la température corporelle interne. L'embout du thermomètre est inséré soigneusement dans le rectum sur 2 cm au maximum. Le temps de prise de température habituel est d'environ 40 à 60 secondes.

**Sous le bras (axillaire).**

La pose du thermomètre sous le bras donne une mesure de la température en surface qui peut varier de 0,5 °C à 1,5 °C par rapport à la lecture de température rectale, chez les adultes. Le temps de prise de température habituel pour cette méthode est approximativement de 80 à 120 secondes. Il faut signaler, cependant, qu'une lecture exacte ne peut pas être obtenue si, par exemple, les aisselles ont été rafraîchies. Dans ce cas, nous recommandons d'augmenter le temps de prise de température d'environ 5 minutes pour obtenir la lecture la plus précise et la plus proche possible de la température corporelle interne.

**Dans la bouche (orale).**

Il existe différentes zones de chaleur dans la bouche. En règle générale, la température orale est de 0,3 °C à 0,8 °C inférieure à la température rectale. Pour garantir une prise de température aussi exacte que possible, placez l'embout du thermomètre à gauche ou à droite de la base de la langue. L'embout du thermomètre doit rester constamment en contact avec le tissu pendant la lecture et doit être placé sous la langue dans une des deux poches de chaleur situées à l'arrière, la bouche doit rester fermée la prise de température et la respiration doit être régulière, par le nez. Ne mangez pas et ne buvez pas avant de prendre votre température. Le temps de prise de température habituel est d'environ 50 à 70 secondes.

**Remarque:** Nous vous recommandons plus particulièrement la méthode rectale, car c'est la méthode la plus précise pour identifier la température basale et vous conseillons de continuer à prendre la température 3 minutes après le bip sonore.

**NETTOYAGE ET DÉSINFECTION**

La meilleure façon de nettoyer l'embout du thermomètre consiste à utiliser un désinfectant (par exemple de l'alcool éthylique à 70 %) à l'aide d'un chiffon humide. Il doit être désinfecté avant chaque utilisation. Ce thermomètre n'est pas étanche et ne peut pas être immergé dans de l'eau liquide ou de l'eau chaude pour le nettoyage et la désinfection.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

- Ne mettez pas le dispositif en contact avec l'eau chaude
- N'exposez pas le thermomètre à des températures élevées ou ne le mettez pas directement au soleil.
- Ne laissez pas tomber le thermomètre. Il n'est résistant ni aux chocs, ni aux impacts.
- Ne pas modifier cet appareil sans l'autorisation du fabricant.
- Ne pliez pas ou n'ouvrez pas le dispositif (excepté le compartiment à pile)
- Ne nettoyez pas le thermomètre avec des diluants, à l'essence ou au benzène. Ne le nettoyez qu'avec un désinfectant.
- Ne pas immerger le thermomètre dans un liquide.
- Le thermomètre contient de petites pièces (piles, compartiment à pile) que les enfants peuvent avaler. Ne laissez donc pas le thermomètre dans les mains des enfants sans surveillance.
- Evitez de courber l'embout du thermomètre de plus de 45 degrés.
- Si la température ambiante est supérieure à 35 °C, trempez l'embout du thermomètre dans de l'eau froide pendant 5 à 10 secondes avant de prendre la température.

- Toute fièvre persistante, en particulier chez les enfants, doit être traitée par un médecin -veuillez contacter votre médecin traitant.
- Ne pas utiliser à proximité de champ électromagnétique fort. Gardez-le éloigné de tout système radio et de téléphones mobiles.

**REMPLACEMENT DE LA PILE**

La pile est usée et doit être remplacée si le symbole de pile «» ou «» apparaît à droite de l'écran. Retirez le couvercle du compartiment de pile, remplacez-la par une pile du même type (de préférence sans mercure) et remettez le couvercle en place. Le signe «+» vers le haut et le signe «-» vers le bas. Nous vous conseillons de retirer les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période de temps.

**OÙ JETER LE PRODUIT ?**

Veuillez prendre soin de l'environnement. Les piles ne font pas partie des ordures ménagères. Veuillez les jeter à un point de collecte ou un centre de recyclage municipal comme déchet spécial. Les piles au lithium ou à combustion peuvent produire des températures excessives, s'enflammer ou exploser.



Ce symbole placé sur les produits et/ou les documents qui les accompagnent signifie que les produits électroniques consommables ne doivent pas être mélangés aux ordures ménagères conventionnelles. Veuillez transporter ces produits aux points de collecte correspondants pour qu'ils soient correctement traités et recyclés, sans frais. Pour en savoir davantage sur le point de collecte le plus proche de chez vous. Renseignez-vous auprès des administrations locales

**DONNÉES TECHNIQUES**

- Type: Thermomètre à maximum
- Gamme de mesures: (32,0 °C - 42,9 °C)
- Précision des mesures
  - +/- 0,1 °( 35,5 °C - 42,0 °C)
  - +/- 0,2 °( 32,0 °C - 35,5 °C)
- Température de stockage/transport: (-25 °C - 55 °C) , ≤ 95 % RH
- Température ambiante pendant l'utilisation: ( 5 °C - 35 °C ) , ≤ 80 % RH
- Échelle min.: 0,1 °C
- Type de pile: Pile au manganèse alcaline, type LR41, 1,5 V
- Durée de vie minimum des piles : 100 heures en service continu.
- Poids: environ 10 g

**EXPLICATION DES SYMBOLES**

- La pile est usée
- Consignes relatives à l'élimination des appareils électroniques
- La pile de ce produit est conforme aux exigences de la directive européenne 2006/66/CEE
- Lo °C:** Température inférieure à 32°C
- Hi °C:** Température supérieure à 42,9°C

	Appareil de type BF		Numéro de lot
	Lire attentivement la notice		Référence
<b>IP22</b>	Classification selon le degré de protection contre la pénétration de l'eau, tel que détaillé dans la CEI 529		Année de fabrication
	Conditions de stockage		Signalétique commune TRIMAN
	Fabricant légal		Représentant autorisé dans l'Union Européenne

**DIRECTIVES ET DISPOSITIONS LÉGALES**

Ce produit est conforme à la directive européenne relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE et porte le label CE. L'appareil est également conforme aux spécifications de la norme européenne EN12470-3: 2000 relative aux thermomètres médicaux - partie 3 : thermomètres compacts électroniques (extrapolants ou non-extrapolants) avec une fonction de mesure à maxima. Le label CE signifie qu'il s'agit d'un dispositif médical ayant une fonction de mesure, au sens stipulé par la loi sur les dispositifs médicaux et que ce produit a été soumis à une procédure de vérification de conformité. Une autorité compétente confirme que ce produit respecte toutes les réglementations légales pertinentes.

**CONTRÔLE D'ÉTALONNAGE**

Ce thermomètre a été initialement étalonné en usine.

**GARANTIE**

Ce produit est garanti 2 ans à compter de la date d'achat. Les dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou abusive ne sont pas couverts par cette garantie. La pile et l'emballage sont exclus de la garantie. Toute autre plainte, y compris des plaintes pour dommages, sont exclues. Si vous pensez que le fonctionnement du thermomètre est défectueux et incorrect, commencez par vérifier la pile avant de l'envoyer au service de réparation.

Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments Co., Ltd. Building 2, 1# Fuzhu Nan RD, Wuchang Town, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang 310023 China


Shanghai International Holding Corp. GmbH Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg Germany

Importé par : BIOSYNEX SA 22, Boulevard Sébastien Brant 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN France client@biosynex.com www.medicaid.fr

942601

0197

## IT Termometro digitale



Questo termometro digitale con beccuccio flessibile, molto affidabile e di semplice utilizzo permette di misurare la temperatura del vostro bambino con risultato immediato : da 9 a 11 secondi in modalità rettale.

Per utilizzarlo nelle condizioni ottimali, vogliate leggere queste avvertenze. Questo prodotto è per uso domestico e ospedaliero, l'utente deve avere almeno 11 anni e il paziente può essere l'utente.

### MODALITÀ D'IMPIEGO

Prima del 1° utilizzo, verificare la pulizia del sensore e della testina di misurazione.

1 - Premere sul pulsante M/A.

2 - Un bip indica l'accensione. si visualizza sullo schermo, poi l'ultima misurazione memorizzata.

3 - si visualizza sullo schermo e il simbolo °C lampeggia. Il termometro è pronto per misurare la temperatura.

4 - L'allarme febbre suona quando la temperatura supera i 37,8 ° C e suona 10 volte con 3 "beep" .

5 - Misurare la temperatura. Evitare di muovere il termometro durante la misurazione.

Il simbolo °C lampeggia.

6 - Dalla stabilizzazione della temperatura (dopo circa 30 secondi), una serie di bip sonori segnalano la fine della misurazione. La temperatura compare sullo schermo e viene memorizzata automaticamente.

6 - Rilevare il risultato e spegnere l'apparecchio premendo sul pulsante M/A. Altrimenti questo si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti.

### FUNZIONE MEMORIA:

Accendere il termometro. Emette un breve segnale sonoro. Per circa 2 secondi verrà visualizzato automaticamente sullo schermo l'ultimo valore della lettura in °C. La lettura viene cancellata solo quando si registra e si sovrascrive un nuovo valore di temperatura.

### METODO TRADIZIONALE DI MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA

1 - Temperatura rettale:

Pulire bene la testina di misurazione del termometro con alcool diluito. La testina di misurazione deve essere posizionata per 2/3 della sua lunghezza nel canale rettale. Non muovere il termometro durante la misurazione. Attendere i bip sonori di fine misurazione (da 9 a 11 secondi) prima di estrarre l'apparecchio e leggere la temperatura. Temperatura media normale 37,0°C.

2 - Temperatura ascellare:

Pulire bene l'ascella e la testina di misurazione del termometro con alcool diluito. Posizionare il termometro sotto l'ascella (nel mezzo). Piegare bene il braccio sullo strumento. Non muovere il termometro durante la misurazione. Attendere i bip sonori di fine misurazione (da 23 a 29 secondi) prima di estrarre l'apparecchio e leggere la temperatura. Temperatura media normale 36,1°C.

3 - Temperatura orale (Da evitare con neonati e bambini piccoli):

Pulire bene la testina di misurazione con alcool diluito. Posizionare il termometro sotto la lingua. Chiudere bene la bocca, senza masticare né muovere l'apparecchio. Attendere i bip sonori di fine misurazione (da 15 a 19 secondi) prima di estrarre l'apparecchio e leggere la temperatura. Temperatura media normale 36,6°C.

Evitare di misurare la temperatura dopo i pasti, un esercizio fisico o un bagno.

### PULIZIA E DISINFEZIONE

Per pulire al meglio la punta del termometro, usare un disinfettante (ad esempio, alcool etilico al 70 %) e un panno umido. Deve essere disinfettato prima di ogni utilizzo

Questo termometro è avvisato che non è impermeabile e non può essere immerso in acqua liquida o riscaldata per la pulizia e la disinfezione.

### PRECAUZIONI PER L'USO

- Evitare il contatto con l'acqua calda.
- Non esporre il termometro a temperature elevate ne' alla luce diretta del sole.
- Evitare che cada: il termometro non resiste agli urti, ne' agli impatti.
- Non modificare l'apparecchio senza l'autorizzazione del costruttore.
- Non piegare ne' aprire l'apparecchio (ad eccezione del vano pile).
- Non usare diluenti, benzina o benzene per pulire il termometro. Pulire esclusivamente con un disinfettante.
- Non immergere il termometro in un liquido.
- Il termometro è composto da elementi di piccole dimensioni (pile, vano pile) che potrebbero essere ingeriti dai bambini. Non lasciarlo quindi alla portata di bambini privi di sorveglianza.
- Evitare di curvare la punta del termometro di oltre 45°.
- Se la temperatura ambiente supera i 35°C, immergere la punta del termometro nell'acqua fredda per 5 - 10 secondi prima di procedere alla misurazione.
- In caso di febbre persistente, in particolare nei bambini, rivolgersi a un medico: contattare il proprio medico curante.
- Non usare in prossimità di forti campi elettromagnetici. Tenere a distanza da apparecchi radio e telefoni cellulari.

### SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

- Togliere il cappuccio della pila tirando.
- Estrarre la pila usata con l'aiuto di un oggetto a punta, non metallico, non lasciare alla portata dei bambini.
- Inserire una pila nuova da 1,50 volt di tipo SR 41, LR 41 o AG3), il lato positivo sopra (+) .
- Chiudere il cappuccio.

### SMALTIMENTO

Non contaminare l'ambiente. Le pile non possono essere gettate fra i rifiuti domestici. Trattandosi di rifiuti speciali, eliminarle presso un apposito punto di raccolta o un centro di riciclaggio municipale. Le pile al litio o a combustibile possono sprigionare temperature eccessive, incendiarsi o esplodere. Questo simbolo, posto sui prodotti e/o sui documenti di accompagnamento, significa che i prodotti elettronici di consumo non devono essere assimilati ai normali rifiuti domestici. Smettere tali prodotti presso gli appositi centri di raccolta, affinché siano trattati e riciclati in maniera conforme, senza spese. Per ulteriori informazioni sul punto di raccolta più vicino, rivolgersi alle amministrazioni locali.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipo: termometro massimo
- Campo di misura: (32,0 ° C - 42,9 ° C)
- Precisione delle misure
  - +/- 0,1 ° (35,5 ° C - 42,0 ° C)
  - +/- 0,2 ° (32,0 ° C - 35,5 ° C)
- Temperatura di conservazione / trasporto: (-25 ° C - 55 ° C), ≤ 95% UR
- Temperatura ambiente durante l'uso: (5 ° C - 35 ° C), ≤ 80% RH
- Scala minima: 0,1 ° C
- Tipo di batteria: batteria alcalina al manganese, tipo LR41, 1,5 V
- Durata minima della batteria: 100 ore in funzionamento continuo.
- Peso: circa 10 g

### SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

oppure La pila è scarica



Smaltimento degli apparecchi elettronici



La pila del prodotto è conforme ai requisiti della direttiva europea 2006/66/CEE

**Lo °C:** Temperatura inferiore a 32°C

**Hi °C:** Temperatura superiore a 42,9°C



Apparecchio di tipo BF



Numero Lotto



Leggere attentamente le informazioni



Riferimento

**IP22**

Classificazione in base al grado di protezione contro l'ingresso di acqua come descritto in IEC 529



Anno di fabbricazione



Condizioni di conservazione



TRIMAN Unified Signage



Produttore legale



Rappresentante autorizzato nell'Unione europea

### DIRETTIVE E DISPOSIZIONI LEGALI

Il prodotto è conforme alla direttiva europea relativa ai dispositivi medici 93/42/CEE ed è contrassegnato dal marchio CE. L'apparecchio è altresì conforme alle specifiche della norma europea EN12470-3: 2000 relativa ai termometri clinici - parte 3: termometri compatti elettronici (a estrapolazione o a comparazione) con funzione di misurazione massima. Il marchio CE assicura che si tratta di un dispositivo medico con funzione di misura, conforme alle normative sui dispositivi medici e che il prodotto è stato sottoposto ad apposita verifica di conformità. L'autorità competente garantisce la conformità del prodotto a tutte le normative del caso.

### VERIFICA DELLA TARATURA

Il termometro è stato inizialmente tarato dal costruttore.

### GARANTEE

Questo prodotto è garantito per un periodo di due anni dalla data dell'acquisto, giustificata dallo scontrino. Tuttavia, questa garanzia non si applica a danni causati dalla mancata osservazione delle modalità di utilizzo del prodotto, da erate manipolazioni, derivanti da colpi o da sostituzione della pila eseguita in modo non corretto.

Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments Co., Ltd.  
Building 2, 1# Fuzhu Nan RD,  
Wuchang Town, Yuhang District,  
Hangzhou, Zhejiang 310023 China

Shanghai International Holding Corp. GmbH  
Eiffestrasse 80, 20537  
Hamburg Germany


Importato da:  
**BIOSYNEX SA**  
22, Boulevard Sébastien Brant  
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN  
France  
client@biosynex.com  
www.medicaid.fr

REF 942601

IFU\_942601\_ML\_V05201904R02

**MedicAid**

## PT Termómetro digital



Este termómetro digital de ponta flexível, muito fiável e simples de utilizar, permite medir a temperatura do seu bebé com um resultado instantâneo: 9 a 11 segundos em modo rectal.

Para que seja utilizado em condições ideais, deverá ler este manual.

Este produto é para uso em casa e hospital, o usuário deve ter pelo menos 11 anos e paciente pode ser o usuário.

### MODO DE UTILIZAÇÃO

Antes da 1.ª utilização, verifique a limpeza do sensor e da cabeça de medição.

1 - Premir o botão M/A.

2 - Um som bip indica que está ligado. **13.88** é visualizado no ecrã e depois a última medição memorizada.

3 - **Lo** é visualizado no ecrã e o sinal °C pisca.

O termómetro está pronto para medir a temperatura.

4 - O alarme de febre soa quando a temperatura excede 37,8 °C e soa 10 vezes com 3 "beeps".

5 - Medir a temperatura. Evitar mexer o termómetro durante a medição.

O sinal °C pisca.

6 - Assim que a temperatura estabilizar (após cerca de 20 segundos), uma série de sons bip assinalam o fim da medição. A temperatura é afixada no ecrã e é automaticamente memorizada.

7 - Anotar o resultado e desligar o aparelho premindo o botão M/A. Caso contrário, o mesmo apaga-se automaticamente após 10 minutos.

### FUNÇÃO DE MEMÓRIA:

Ligue o termómetro. É emitido um sinal sonoro curto. O valor da última leitura em °C surge automaticamente no visor durante cerca de 2 segundos. A leitura só desaparece se for registado um novo valor de temperatura.

### MÉTODOS TRADICIONAIS DE MEDIÇÃO DA TEMPERATURA

1 - Temperatura rectal:

Limpar bem a cabeça de medição do termómetro com álcool diluído. Deve colocar 2/3 do comprimento da cabeça de medição no canal rectal. Não mover o termómetro durante a medição. Esperar os sons bips no fim da medição (após 9 a 11 segundos) para retirar o aparelho e ler a temperatura. Temperatura média normal 37,0 °C.

2 - Temperatura axilar:

Limpar bem a axila e a cabeça de medição do termómetro com álcool diluído. Posicionar o termómetro debaixo da axila (ao meio). Dobrar bem o braço sobre o aparelho. Não mover o termómetro durante a medição. Esperar os sons bips no fim da medição (após 23 a 29 segundos) para retirar o aparelho e ler a temperatura. Temperatura média normal 36,1 °C.3 - Temperatura oral (a evitar nos bebés e em crianças jovens):

Limpar bem a cabeça de medição com álcool diluído. Posicionar o termómetro debaixo da língua. Fechar bem a boca, sem mexer nem apertar o aparelho com os dentes. Esperar os sons bips no fim da medição (após 15 a 19 segundos) para retirar o aparelho e ler a temperatura. Temperatura média normal 36,6 °C.

Evitar medir a temperatura após uma refeição, exercício físico ou banho.

### LIMPEZA E DESINFECÇÃO

A melhor forma de limpar a ponta do termómetro consiste em utilizar um desinfetante (por exemplo, álcool etílico a 70%) com um pano húmido. Deve ser desinfectado antes de cada utilização

Este termómetro é avisado não à prova d'água e não pode ser imerso em água líquida ou úmida para limpeza e desinfecção.

### PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Não coloque o dispositivo em contacto com água quente
- Não exponha o termómetro a temperaturas elevadas nem o coloque diretamente ao sol.
- Não deixe cair o termómetro. Não é resistente aos choques nem aos impactos.
- Não modifique este aparelho sem a autorização do fabricante.
- Não dobre nem abra o dispositivo (exceto o compartimento da pilha)
- Não limpe o termómetro com diluentes, gasolina ou benzeno. Limpe-o apenas com um desinfetante
- Não mergulhe o termómetro em um líquido.
- O termómetro contém peças pequenas (pilhas, compartimento de pilha) que as crianças podem engolir. Portanto, não deixe o termómetro nas mãos das crianças sem supervisão.
- Evite curvar a ponta do termómetro a mais de 45 graus.
- Se a temperatura ambiente for superior a 35 °C, emerja a ponta do termómetro em água fria durante 5 a 10 segundos antes de medir a temperatura.
- Qualquer febre persistente, especificamente nas crianças, deve ser tratada por um médico, contacte o seu médico.
- Não utilize junto de um campo eletromagnético forte. Guarde-o longe de qualquer sistema de rádio e telemóveis

### SUBSTITUIÇÃO DA PILHA

- Retirar a tampa da pilha puxando-a.
- Retirar a pilha usada usando um objecto pontiagudo, não metálico e não deixá-la ao alcance das crianças.
- Substituir por uma pilha nova de 1,50 volts de tipo SR 41, LR 41 ou AG3, com o lado positivo (+) para cima.
- Voltar a fechar a tampa.

### COMO ELIMINAR O PRODUTO?

Tenha cuidado com o ambiente. As pilhas não fazem parte dos resíduos domésticos. Elimine-as num ponto de recolha ou centro de reciclagem municipal como resíduo especial. As pilhas de lítio ou combustão podem produzir temperaturas excessivas, inflamar-se ou explodir.



Este símbolo colocado nos produtos e/ou nos documentos anexos significa que os produtos eletrónicos consumíveis não devem ser misturados com os resíduos domésticos normais. Transporte estes produtos para pontos de recolha correspondentes para que sejam corretamente tratados e reciclados, sem custos. Para saber mais sobre o ponto de recolha mais próximo. Informe-se junto das administrações locais

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo: termómetro máximo
- Faixa de medição: (32,0 °C - 42,9 °C)
- Precisão das medições
  - +/- 0,1 ° (35,5 °C - 42,0 °C)
  - +/- 0,2 ° (32,0 °C - 35,5 °C)
- Temperatura de armazenamento / transporte: (-25 °C - 55 °C), ≤ 95% RH
- Temperatura ambiente durante o uso: (5 °C - 35 °C), ≤ 80% RH
- escala mínima: 0,1 °C
- Tipo de bateria: bateria de manganés alcalino, tipo LR41, 1,5 V
- Vida útil da bateria mínima: 100 horas em operação contínua.
- Peso: cerca de 10 g

### EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

	ou		A pilha está gasta
			Instruções relativas à eliminação dos aparelhos eletrónicos
			A pilha deste produto está em conformidade com as exigências da diretiva europeia 2006/66/CEE
<b>Lo</b> °C:			Temperatura inferior a 32°C
<b>Hi</b> °C:			Temperatura superior a 42,9°C

	Aparelho do tipo BF		Número de lote
	Ler atentamente o manual		Referência
<b>IP22</b>	Classificação de acordo com o grau de proteção contra a entrada de água, conforme detalhado na IEC 529		Ano de fabricação
	Conservar em local seco		Sinalização Unificada TRIMAN
	Fabricante legal		Representante autorizado na União Europeia

### DIRETIVAS E DISPOSIÇÕES LEGAIS

Este produto está em conformidade com a diretiva europeia relativa aos dispositivos médicos 93/42/CEE e tem a marca CE. O aparelho está igualmente em conformidade com as especificações da norma europeia EN12470-3: 2000 relativa aos termómetros clínicos — parte 3: Desempenhos dos termómetros elétricos compactos (de comparação e extrapolação) com dispositivo de máximo. A marca CE significa que se trata de um dispositivo médico com uma função de medição, nos termos estipulados pela lei relativa aos dispositivos médicos e que este produto foi sujeito a um procedimento de verificação de conformidade. Uma autoridade competente confirma que este produto respeita todas as regulamentações legais relevantes.

### CONTROLO DE CALIBRAÇÃO

Este termómetro foi inicialmente calibrado de fábrica.

### GARANTIA

Este produto tem garantia para um período de dois anos a partir da data de aquisição, justificada por factura. No entanto, esta garantia não se aplica às deteriorações devidas, nomeadamente, ao incumprimento do modo de utilização, a manipulações erradas, a choques ou a uma colocação errada da pilha.

	<b>Hangzhou Hua'an Medical &amp; Health Instruments Co., Ltd.</b> Building 2, 1# Fuzhu Nan RD, Wuchang Town, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang 310023 China
	<b>Shanghai International Holding Corp. GmbH</b> Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg Germany
<b>Importado por:</b>	<b>BIOSYNEX SA</b> 22, Boulevard Sébastien Brant 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN France client@biosynex.com www.medicaid.fr
	942601
	<b>0197</b>
IFU_942601_ML_V05201904R02	